

东南科仪总代理的 ALP 高压灭菌器产品

获中国国家质量监督检验检疫总局《特种设备制造许可证》

高压灭菌器属于压力容器，有严格的安全管理规范的要求，被国家质量监督检验检疫局列入特种设备范畴进行严格管理，对进口类似产品亦进行了非常严格的规定，按照有关法律法规的要求，未获得中国国家质量监督检验检疫总局《特种设备制造许可证》的国外产品如果进入中国将在海关被扣缴或没收，如果流入市场，采购单位也不得擅自使用，因此，国家



质监总局颁发的《特种设备制造许可证》是外国高压灭菌器通过中国国家相关质量标准的考核而进入中国市场唯一合法的准入证明。

在中国总代理东南科仪的大力协助下，ALP 高端高压灭菌器产品 CL 系列经过中国国家质监总局官员的严格考察和通过了受委托的权威部门的严格测试（包括对压力容器本体的无损探测，金属成分测定，压力试验，灭菌器整机的电器安全保护试验等严格测试），已经获得中国国家质监总局颁发的《特种设备制造许可证》，这意味着 ALP 品

牌的相关产品可以合法地在中国境内销售和使用。

从现在开始，通过总代理东南科仪经销的 ALP 品牌的高压灭菌器产品将逐台附有中国国家质监总局颁发的《特种设备制造许可证》以及相关检测报告的副本，如果用户或经销商没有获得相关文件，其货品来源和安全性将受到质疑，并有可能引起一系列法律问题。



日本 ALP 品牌 CL-32L 增强型全自动高压灭菌锅的技术参数和性能特点：

- 安全装置：双内锁系统，舱盖关闭检查系统，过压检测，超温检测，缺水保护，传感器断路指示，异常时间指示。断电记忆，安全阀，轻微漏电、过流与短路保护。
- 显示屏，键盘及压力表在同一斜面上，令操作和读数都同样方便
- 快速锁盖杆操作更方便
- 双内锁确保使用更安全
- 进程显示灯，显示清晰
- 定时空气排出，确保纯蒸气的灭菌环境

- 可调自动蒸气排出,使灭菌完后蒸气慢慢地自动排出或按设定的速度冷却,确保使用安全。
- 专为处理培养基设计的保温及融化功能。
- 定时启动功能,使工作随时可以开始
- 安全记忆功能
- 内部容量: $\Phi 320$ (直径) X 676 (高) mm 54L(内部容积较大)
- 杀菌温度: 40 -140
- 保温温度: 40 -60
- 融化温度: 40 -99 (提供生物制品的融化及解冻)
- 灭菌时间: 0 分钟—999 分钟 (可设置连夜灭菌无需人看守)
- 灭菌、融化时间: 0 分钟-10 小时或连续
- 保温时间: 0 分钟-48 小时
- 压力量程: 0- 0.27MPa
- 操作过程: 按 START 键—空气连续
- 具有安全功能设置及示警系统
- 标准配件:不锈钢网篮(2 个尺寸为 $\Phi 300$ (直径) X 200 (高) mm 和 $\Phi 300$ (直径) X 300 (高) mm),冷凝液收集瓶。

有关ALP产品的技术文档, 图片资料和购买事宜请联系东南科仪 [Http://www.sinoinstrument.com](http://www.sinoinstrument.com)

南方(华南, 华东, 西南与中南)地区请联系:

广州: 东风中路 268 号广州交易广场 1706 (510030)

电话: 020-83510088 (十线) 83510550 83510358 传真: 020-83510388

E-mail: dongnan@sinoinstrument.com

北方(华北, 东北, 西北)地区请联系:

北京: 海淀区交大东路 60 号舒至嘉园 3 座 (100044) beijing@sinoinstrument.com

电话: 010-62268660 62260833 62238029 传真: 010-62238297

华东: 上海浦东新区张扬路 707 号 705 室 shanghai@sinoinstrument.com

电话: 021-58355072 CDMA: 13311738771 传真: 021-58356290