

专业 / 专注 / 诚信 / 卓越

HY-HD800

经皮黄疸仪

产品介绍:

新生儿高胆红素血症是新生儿期常见疾病，严重者可导致核黄疸。因此，临床上对新生儿黄疸需要进行动态观察，以便及时治疗。但是反复抽血取样分析，不仅给新生儿带来较大痛苦，也增加了医护人员的工作量及难度，而且不易被家长接受。

HY-HD800 经皮黄疸仪应用光纤、光学技术、电子以及信息处理技术进行经皮胆红素测量，只要将探头轻压新生儿前额，瞬间即可直接、准确测定出与血清胆红素浓度相关的经皮胆红素值。仪器测试无痛无损伤、体积小、重量轻、易操作、使用方便安全、便于携带，可广泛用于各级医院的新生儿科、儿保科等部门对新生儿黄疸进行早期筛查。

主要性能指标:

- ◆检测方式：蓝、绿光比较。
- ◆显示方式：液晶显示。
- ◆光源：氙闪光灯。
- ◆电源：DC 4.8V（4节7号1.2V充电电池）。
- ◆尺寸(mm)：170(长) x 60(宽) x 30(高)。
- ◆重复性：对校验盘黄色屏20.0mg/dl进行测量，RSD≤2%。
- ◆准确性：检定白色屏时显示0.00~0.02mg/dl；检定黄色屏时显示20.0±1.0mg/dl

主要功能:

- ◆显示：可分别显示mg/dl、umol/l单位。
- ◆平均值：可设置2~5次平均值的测量方式。
- ◆电池电量：电量自检，实时显示电池电量。
- ◆关机功能：放置5分钟无任何操作，自动关机。

产品结构及组成:

- ◆HY-HD800经皮黄疸仪由主机、校验盘组成。

产品适用范围:

- ◆用于新生儿经皮黄疸的测量。

山东济宁华扬盛世医疗科技有限公司
ShanDong JiNing Huayang Spirit Medical Co.,Ltd

地址(Add): 山东省济宁市经济开发区

电话(Tel): 0537-2333280 2333286

网址(Web): www.sdjnhyss.com

传真(Fax): 0537-2892563



外观细微改变不另行通知，以实物为准。